



**JOHLINS**

**Stativ för sjukvården**



**Produktkatalog**



# Johlins Sweden AB

Johlins arbetar med tillverkning av produkter där teleskopiska rörelser och löstagbara förbindningar utgör viktiga funktioner. Enkelt uttryckt kretsar det mesta av det vi gör runt vår unika låsanordning Johlin-Hylsan.

Johlins grundades 1983 och då var produktionen helt inriktad på tillverkning av låshylsor. Sedan dess har verksamheten utökats till att omfatta fyra huvudsakliga arbetsområden:

- **Vår egen uppfinning Johlin-Hylsan**

Johlin-Hylsan finner sin användning inom många olika områden, bl.a. hos tillverkare av fordonsdetaljer, möbler, fritidsprodukter, rehab- och sjukvårdsprodukter.

- **Utveckling och tillverkning av infusions- och apparatstativ**

Våra stativ är välkända inom sjukvården och uppskattade för sin stabilitet, flexibilitet och höga kvalitet. Vi tillverkar stativen på vår fabrik i Edane, Värmland.

- **EasyAdapt**

EasyAdapt är ett system för byggnation av rörstrukturer. Största användningsområdet återfinns inom materialhantering, kitvagnar, transport-, monterings- och servicevagnar, men det kan även användas för byggnation av olika typer av inredningar, hyllor, etc. Systemet är baserat på den unika Johlin-Hylsan som konfigureras/kombineras i olika typer av låsmoduler.

- **Legotillverkning**

Produkter och detaljer där Johlin-Hylsan utgör en vital del. Vi åtar oss allt från tillverkning av enstaka detaljer till funktionella produkter som t.ex. stativ för speciella apparater, där utvecklingen sker i nära samarbete med våra uppdragsgivare, som ofta har medicinteknisk bakgrund.



## Bra att veta vid val av stativ

- **Promenadstativ**

Avsedda för patienter som är i behov av infusion men ändå kan gå omkring för egen kraft. Roterbar underdel gör förflyttning säkrare och motverkar tvinnade slangar.

- **Apparatstativ**

Infusionsstativ av kraftigare konstruktion för montage av pumpar och aggregat i tillägg till droppåsar.

- **Hemsjukvårdstativ**

Enkla att montera/demontera för ökad mobilitet.

- **Datorstativ**

För flexibel användning av datorutrustning. Kan utrustas med olika typer av datorer.

- **Displaystativ**

För anpassad placering av monitor i samband med operationer som kräver bildövervakning, t.ex. laparoskopi.

- **Stickstativ**

När prover ska tas på en sängliggande patient är problemet ofta att det är trångt och att man inte kommer fram med en traditionell stickvagn. Stickstativet Charlie erbjuder en smidig och praktisk arbetsmiljö.

- **Säkerhetskrokar**

Inåtböjda krokar för upphängning av droppåsar. Formerna minimerar risken för skador.

- **Tippvinkel**

Alla våra stativ är testade för att med tillåten utrustning kunna luta 10 grader utan att tippa.

- **CE-märkning**

Innebär att våra stativ överensstämmer med krav utfärdade av Läkemedelsverket.



← Avd. läkare

← Bitr. avd. chef

säng 1.2

Gul modul  
säng 3,4

← Post op

← Gul modul  
säng 1.2



Promenadstativ



# Ronja

Art.nr 1001

*Inåtböjda krokar ger säker upphängning av droppåsar. Den runda formen minimerar risken för skador.*




- Infusionsstativ för droppåsar
- Rosfri droppstång dia 19 mm
- Nedre stång dia 28 mm
- Höjd: 1430 – 2250 mm
- Diameter stativfot: 560 mm
- Hjul: 5 st, dia 75 mm, varav 2 st låsbara
- Vikt: 6 kg
- Max belastning krona: 3 kg
- Standardfärger: vit (RAL 9010), ljusgrön (RAL 6019)
- Andra färger mot förfrågan

*Enkel höjjustering med Johlin-Hylsan.*



*Låg stativfot gör stativet stabilt, lätt att förflytta och placera.*



*Stativets roterbara underdel gör att slangar inte tvinnar sig när patienten är i rörelse. Den gör också att stativet är lätt att medföra och minskar risken för att tippa eller fastna vid hinder, t.ex. dörrar, möbler, sängar, m.m.*

*Rejåla, lättrollande hjul.*



# Elin

Art.nr 1002

*Inåtböjda krokar ger säker upphängning av droppåsar. Den runda formen minimerar risken för skador.*




*Enkel höjjustering med Johlin-Hylsan.*



*Styrhandtag.*



*Låg stativfot gör stativet stabilt, lätt att förflytta och placera.*



*Stativets roterbara underdel gör att slangar inte tvinnar sig när patienten är i rörelse. Den gör också att stativet är lätt att medföra och minskar risken för att tippa eller fastna vid hinder, t.ex. dörrar, möbler, sängar, m.m.*

*Rejåla, lättrullande hjul.*



- Infusionsstativ för droppåsar
- Rostfri droppstång dia 19 mm
- Nedre stång dia 28 mm
- Styrhandtag
- Höjd: 1430 – 2250 mm
- Diameter stativfot: 560 mm
- Hjul: 5 st, dia 75 mm, varav 2 st låsbara
- Vikt: 6,5 kg
- Max belastning krona: 3 kg
- Standardfärger: vit (RAL 9010), ljusgrön (RAL 6019)
- Andra färger mot förfrågan

# Eva

Art.nr 1003

*Inåtböjda krokar ger säker upphängning av droppåsar. Den runda formen minimerar risken för skador.*



*Stödplattan säkrar pumpens läge.*



*Låg, extra tung stativfot, gör stativet stabilt, lätt att förflytta och placera.*



*Rejåla, lätttrullande hjul.*





- Infusionsstativ för en pump och droppåsar
- Rostfri droppstång dia 19 mm
- Nedre stång dia 28 mm
- Höjd: 1280 – 2200 mm
- Diameter stativfot: 560 mm
- Hjul: 5 st, dia 75 mm, varav 2 st låsbara
- Vikt: 10 kg
- Max belastning krona: 3 kg
- Max belastning pumpplatta: 4 kg
- Standardfärger: vit (RAL 9010), ljusgrön (RAL 6019)

**Eva med utrustning**



*Enkel höjdjustering med Johlin-Hylsan.*



*Stativets roterbara underdel gör att slangar inte tvinnar sig när patienten är i rörelse. Den gör också att stativet är lätt att medföra och minskar risken för att tippa eller fastna vid hinder, t.ex. dörrar, möbler, sängar, m.m.*



Apparatstativ

ALM



# Sofie

Art.nr 1005

*Inåtböjda krokar ger säker upphängning av droppåsar. Den runda formen minimerar risken för skador.*



*Enkel höjdjustering med Jöhlins-Hylsan.*



*Bygel och styrhandtag är justerbara i höjled.*



*Låg stativfot gör stativet stabilt, lätt att förflytta och placera.*



*Fäste för kontaktdosa.*



*Rejåla, lättrollande hjul.*



- Apparatstativ för upp till 6 pumpar/ aggregat och droppåsar
- Rostfri droppstång dia 19 mm
- Rostfri nedre stång, dia 30 mm
- Rostfria bygelfästen, dia 25mm
- Styrhandtag
- Höjd: 1470 – 2500 mm
- Diameter stativfot: 650 mm
- Hjul: 5 st, dia 75 mm, varav 2 st låsbara
- Fäste för kontaktdosa
- Vikt: 15 kg
- Max belastning krona: 3 kg
- Max belastning bygelfästen: 20 kg
- Standardfärger: vit (RAL 9010), ljusgrön (RAL 6019)
- Andra färger mot förfrågan



**Sofie med utrustning.**


# Louise

Art.nr 1009

*Inåtböjda krokar ger säker upphängning av droppåsar. Den runda formen minimerar risken för skador.*



*Enkel höjdjustering med Jochlin-Hylsan.*



*Låg stativfot gör stativet stabilt, lätt att förflytta och placera.*



*Rejåla, lätttrullande hjul.*



- **Apparatstativ** för aggregat och droppåsar
- **Rostfri** nedre stång, dia 30 mm
- **Rostfri** droppstång dia 19 mm
- **Höjd:** 1470 – 2500 mm
- **Diameter stativfot:** 650 mm
- **Hjul:** 5 st, dia 75 mm, varav 2 st låsbara
- **Vikt:** 12,2 kg
- **Max belastning krona:** 3 kg
- **Max belastning nedre stolpe:** 20 kg
- **Standardfärger:** vit (RAL 9010), ljusgrön (RAL 6019)
- **Andra färger** mot förfrågan



*Louise med utrustning.*

# Ida

Art.nr 1011

*Inåtböjda krokar ger säker upphängning av droppåsar. Den runda formen minimerar risken för skador.*

*Enkel höjdjustering med Johlín-Hylsan.*

*Apparater monterade på fäströren snäppas enkelt fast på skenan.*

*Styrhandtag, justerbart i höjled.*

*Fäste för kontaktdosa.*

*Låg stativfot gör stativet stabilt, lätt att förflytta och placera.*

*Rejåla, lättrullande hjul.*

- Apparatstativ för upp till 4 pumpar/ aggregat och droppåsar
- Rostfria fäströr, dia 20 mm
- Rostfri nedre stång, dia 30 mm
- IVA/OP-skena med klovar
- Rostfri droppstång dia 19 mm
- Styrhandtag
- Höjd: 1470 – 2500 mm
- Diameter stativfot: 650 mm
- Hjul: 5 st, dia 75 mm, varav 2 st låsbara
- Fäste för kontaktdosa
- Vikt: 15 kg
- Max belastning krona: 3 kg
- Max belastning fäströr: 12 kg
- Standardfärger: vit (RAL 9010), ljusgrön (RAL 6019)
- Andra färger mot förfrågan



*Ida med utrustning.*




# Sara

Art.nr 1012

*Inåtböjda krokar ger säker upphängning av droppåsar. Den runda formen minimerar risken för skador.*



*Enkel höjdjustering med Johlin-Hylsan.*



*Låg stativfot gör stativet stabilt, lätt att förflytta och placera. Extra stabilitet med 3 förlängda ben.*




*Rejåla, lätttrullande hjul.*



- Apparatstativ för racksystem med upp till 6 pumpar och droppåsar
- Rostfri droppstång dia 19 mm
- Rostfri nedre stång, dia 30 mm
- Höjd: 1470 – 2500 mm
- Stativfot: basdiameter 650 mm, 3 förlängda ben för extra stabilitet
- Hjul: 5 st, dia 75 mm, varav 2 st låsbara
- Vikt: 12 kg
- Max belastning krona: 3 kg
- Max belastning nedre stolpe: 20 kg
- Standardfärger: vit (RAL 9010), ljusgrön (RAL 6019)
- Andra färger mot förfrågan

*Sara med utrustning.*




# Elvira

Art.nr 1019




Inåtböjda krokar ger säker upphängning av droppåsar. Den runda formen minimerar risken för skador.

Handtag för sänkning av droppstången.



Gasfjäder underlättar höjning av droppstången.



Enkel höjjustering med Johlin-Hylsan.

Låg stativfot gör stativet stabilt, lätt att förflytta och placera.



Rejåla, lättrollande hjul.



- Apparatstativ för upp till 3 pumpar/ aggregat och droppåsar
- Speciellt avsett för stora, tunga droppåsar
- Försett med gasfjäder för att underlätta höjning
- Rostfri nedre stång, dia 30 mm
- Rostfri droppstång dia 19 mm
- Höjd: 1540 - 2000 mm
- Diameter stativfot: 650 mm
- Hjul: 5 st, dia 75 mm, varav 2 st låsbara
- Vikt: 16 kg
- Max belastning krona: 9 kg
- Max belastning nedre stolpe: 15 kg
- Standardfärg: blå (RAL 5002)
- Andra färger mot förfrågan



Elvira med utrustning.

# Elsa

Art.nr 1020

Inåtböjda krokar ger säker upphängning av droppåsar. Den runda formen minimerar risken för skador.



Stativets konstruktion medger ensidigt montage av pumpar/aggreat.


Enkel höjdjustering med Johlin-Hylsan.



Styrhandtag justerbart i höjden.



Fäste för kontaktdosa.



Rejåla, lättrollande hjul.



Låg stativfot gör stativet stabilt, lätt att förflytta och placera. Extra stabilitet med 3 förlängda ben.



- Apparatstativ för upp till 6 pumpar/aggreat och droppåsar
- Rostfri nedre stång, dia 30 mm
- Rostfria fäströr dia 25 mm
- Rostfri droppstång dia 19 mm
- Styrhandtag
- Höjd: 1470 – 2500 mm
- Stativfot: basdiameter 650 mm. 3 förlängda ben för extra stabilitet
- Hjul: 5 st, dia 75 mm, varav 2 st låsbara
- Fäste för kontaktdosa
- Vikt: 16 kg
- Max belastning krona: 3 kg
- Max belastning fäströr: 20 kg
- Standardfärger: vit (RAL 9010), ljusgrön (RAL 6019)

Elsa med utrustning.





Antimagnetiskt  
apparatstativ




# Jenny

Art.nr 1013

*Inåtböjda krokar ger säker upphängning av droppåsar. Den runda formen minimerar risken för skador.*

*Enkel höjdjustering med Jöhlen-Hylsan.*


*Låg stativfot gör stativet stabilt, lätt att förflytta och placera.*



*Styrhandtag justerbart i höjd.*



*Rejåla, lättrollande hjul.*



- Antimagnetiskt infusionsstativ
- Krokar för droppåsar i aluminium
- Nedre stång i eloxerad aluminium dia 30 mm
- Droppstång i eloxerad aluminium dia 22 mm
- Höjd: 1470 – 2500 mm
- Styrhandtag i aluminium
- Hjul: 5 st, dia 75 mm, varav 2 st låsbara
- Stativfot i aluminium, dia: 650 mm
- Vikt: 7,5 kg
- Max belastning krona: 3 kg
- Max belastning nedre stolpe: 15 kg
- Standardfärg: blå (RAL 5002)
- Andra färger mot förfrågan

*Jenny med utrustning.*






Stickstativ

# Charlie

Art.nr 1032



- Stickstativ avsett att användas i samband med provtagning på sängliggande patient
- Rostfri stång dia 28 mm
- Styrhandtag
- Avlastningsbricka
- Avlastningskorg
- Tillbehörskorg
- Hållare för riskavfallsburk
- Hållare för avfallspåse
- Höjd 1114 mm
- Diameter stativfot 560 mm
- Hjul 5 st, dia 75 mm, varav 2 st låsbara
- Vikt 9 kg

Charlie med utrustning.



Säng-, tak-  
& väggstativ



# Sängstativ

*Inåtböjda krokar ger säker upphängning av droppåsar.  
Den rundade formen minimerar risken för skador.*

Anna



*Fästet medger  
svängning av stativet.*



Marie



*Standardfärger för samtliga sängstativ: vit (RAL 9010), ljusgrön (RAL 6019). Andra färger mot förfrågan.*

## **Anna, art nr 1006**

- Sängstativ för droppåsar
- Elförzinkad bockad droppstång
- Höjd: 570 mm
- Standard fäste dia 28 mm
- Tillbehör finns för anpassning till olika sängmodeller
- Vikt: 2,5 kg
- Max belastning krona: 3 kg

## **Marie, art nr 1008**

- Sängstativ för droppåsar
- Rostfri droppstång dia 19 mm
- Höjd: 1010 mm
- Standard fäste dia 28 mm
- Tillbehör finns för anpassning till olika sängmodeller
- Vikt: 2 kg
- Max belastning krona: 3 kg

# Tak - & Väggsstativ


Martina




**Martina med utrustning.**




Inåtböjda krokar ger säker upphängning av droppåsar. Den rundade formen minimerar risken för skador.



Enkel höjdjustering med Johlin-Hylsan.



Klove för väggskena.



Justerbart stödrör.

Erika

Inåtböjda krokar ger säker upphängning av droppåsar. Den rundade formen minimerar risken för skador.

Enkel höjdjustering med Johlin-Hylsan.



## **Martina, art nr 1018**

- Väggsstativ för upp till två pumpar/aggreat och droppåsar
- Nedre stång elförzinkad, dia 28 mm
- Rostfri droppstång dia 19 mm
- Längden på stödrör anpassas till aktuell applikation
- Vikt: 2,5 kg
- Max belastning krona: 3 kg
- Max belastning stolpe: 4 kg
- Standardfärger: vit (RAL 9010), ljusgrön (RAL 6019)
- Andra färger mot förfrågan

## **Erika, art nr 1007**


- Takstativ för droppåsar
- Krok för infästning till takskena
- Justerbart för olika takhöjder
- Vikt: 2,1 kg
- Max belastning krona: 4 kg
- Standardfärger: vit (RAL 9010), ljusgrön (RAL 6019)
- Andra färger mot förfrågan



## Välj egen färg på stativet!

De flesta av våra stativ är som standard målade i vitt, RAL 9010, eller ljusgrönt, RAL 6019, men mot ett mindre pristillägg finns möjlighet till andra färger. Det kan finnas flera skäl till att anskaffa stativ i annan färg än standardkulörerna. Den vanligaste anledningen är att avdelningar på sjukhus vill ha "sin egen" färg.

Till din hjälp finner du nedan ett urval av färgkulörer, fler finns. Observera att kulörerna kan avvika från det absolut korrekta.



Pure  
White 9010



Grey  
White 9002



Jet Black  
9005



Earth Brown  
8028



May Green  
6018



Pastel Green  
6019



Leaf Green  
6002



Pastel Blue  
5024



Ultramarine  
Blue 5002



Traffic Red  
3020



Ruby Red  
3003



Rape  
Yellow 1021



Blue Lilac  
4005



Red Orange  
2001



Stativ för  
hemsjukvård



# Nina

Art.nr 1016



- Infusionsstativ för droppåsar
- Rostfri droppstång dia 19 mm
- Nedre stång dia 28 mm
- Höjd: 1110 -1910 mm
- Diameter stativfot: 560 mm
- Hjul: 5 st, dia 75 mm, varav 2 st låsbara
- Vikt: 6,5 kg
- Max belastning krona: 3 kg
- Standardfärg grå (RAL9006).
- Andra färger mot förfrågan.



Hemsjukvårdstativen är konstruerade för att vara enkla att montera/demontera och enkla att transportera.

# Malin

Art.nr 1015



Stödplattan säkrar pumpens läge.

*Inåtböjda krokar ger säker upphängning av droppåsar. Den runda formen minimerar risken för skador.*

*Enkel höjdjustering med Jøhlin-Hylsan.*

*Styrhandtag.*

*Låg stativfot gör stativet stabilt, lätt att förflytta och placera. Enkelt att montera/demontera.*

*Rejåla, lätttrullande hjul.*

- Infusionsstativ för en pump och droppåsar
- Rosfri droppstång
- Nedre stång dia 28 mm
- Höjd: 1050 - 1880 mm
- Diameter stativfot: 560 mm
- Hjul: 5 st, dia 75 mm, varav 2 st låsbara
- Vikt: 7 kg
- Max belastning krona: 3 kg
- Max belastning pumpplatta: 4 kg
- Standardfärg grå (RAL9006)
- Andra färger mot förfrågan.

**Malin med utrustning.**



*Hemsjukvårdstativen är konstruerade för att vara enkla att montera/demontera och enkla att transportera.*

# Åke

Art.nr 1028



- Avsett som ett lyfthjälpmiddel vid ingrepp i ben och armar.
- Grovinställning av arbetshöjd sker med stativets höjdjustering varefter fortsatt justering sker med hjälp av operationsbordets egen höjdjustering.
- Höjd justerbar 520 – 1390 mm. (Från golv till lyftögla)
- Övre stång är elförzinkad
- Enkel låsning av grovinställning med den unika Johlin-Hylsan
- Stabil stativfot med fyra länkhjul varav två låsbara
- Tvättbar lyftögla
- Max belastning lyftögla: 20 kg
- Miljövänlig ytbehandling
- Målade ytor är pulverlackerade, standard vit RAL9010
- Andra färger mot förfrågan




Åke i användning.



Dator- &  
displaystativ

# Datorstativ Alf

Art.nr 1021



Justerbar bildskärmsvinkel.

Tangentbordsbrickan är justerbar i höjled.

Låg stativfot gör stativet stabilt, lätt att förflytta och placera.

Enkel höjdjustering med Johlin-Hylsan och gasfjäder.

Rejåla, lättrollande hjul.

- Stativ för mobil användning av datorutrustning
- Kan användas vid både stående och sittande arbetsställning
- Kan utrustas med "allt-i-ett-dator", Tower-modell, flatskärm, tangentbord, etc.
- Höjdjustering 920 – 1300 mm (mitten skärm) med gasfjäderassistans
- Individuellt inställbar höjd för tangentbord
- Bildskärmsvinkel justerbar 90 grader
- Bildskärmsfäste VESA 75 och VESA 100
- Diameter stativfot: 700 mm
- Hjul: 5 st, dia 100 mm, varav 2 st låsbara
- Avledning av statisk elektricitet via 2 st antistatiska hjul
- Vikt: 17 kg
- Max belastning vesafäste: 14 kg
- Standardfärg: vit (RAL 9010)
- Andra färger mot förfrågan



Alf i användning.

# Displaystativ Mathias

Art.nr 1022

Justerbar bildskärmsvinkel.



Enkel höjjustering med  
Johlin-Hylsan och gasfjäder.

Låg stativfot gör stativet stabilt,  
lätt att förflytta och placera.



Rejåla, lättrollande hjul.



- Lättplacerat och flexibelt stativ för data- och videoskärmar
- Höjjustering 1410 - 1600 mm (mitten skärm) med gasfjäderassistans
- Bildskärmsvinkel justerbar 90 grader
- Bildskärmsfäste VESA 75 och VESA 100
- Diameter stativfot: 700 mm
- Hjul: 5 st, dia 100 mm, varav 2 st låsbara
- Avledning av statisk elektricitet via 2 st antistatiska hjul
- Vikt: 15 kg
- Max belastning vesafäste: 14 kg
- Standardfärg: ljusgrå (RAL 7047)
- Andra färger mot förfrågan



Mathias i användning.

# Tillbehör

## Långt styrhandtag

Art.nr 2003



Avsett för montage på nedre stolpe dia 30 mm. Färg anpassas till aktuellt stativ.

## Kort styrhandtag

Art.nr 2004



Avsett för montage på nedre stolpe, dia 30 mm. Färg anpassas till aktuellt stativ.

## Extra tung stativfot


Art.nr 2002



Avsett för montage på promenadstativ för extra stabilitet. Dia stativfot 560 mm, Hjul: 5 st dia 75 mm, varav 2 st låsbara. Färg anpassas till aktuellt stativ.

## Antistatiska hjul

Art.nr 2011



Hjul för avledning av statisk elektricitet. Diameter 75 mm. Låsbart.

### **Dubbelt T-spårsfäste**

Art.nr 2007 (dia 28 mm)

Art.nr 2008 (dia 30 mm)



Avsett för montage av tillbehör, t.ex. korgar och brickor, på stativets nedre stolpe, dia 28 alt. 30 mm.

### **Enkelt T-spårsfäste**

Art.nr 2016 (dia 28 mm)

Art.nr 2017 (dia 30 mm)



Avsett för montage av tillbehör, t.ex. korgar och brickor, på stativets nedre stolpe, dia 28 alt. 30 mm.

### **Hållare för dränagepåsar**

Art.nr 2015



Avsett för montage på stativ för upphängning av dränagepåsar. Monteras i T-spårsfäste. OBS! Vid användning på promenadstativ fordras en anpassning av stativet. Kontakta oss!

### **Bricka**

Art.nr 2013



Bredd 290 mm, höjd 15 mm, djup 180 mm  
Material rostfritt stål.  
Monteras i T-spårsfäste.



### **Fästplatta för kontaktdosa**

Art.nr 2010 & 2012



Avsett för montage på nedre stolpe dia 30 mm. Färg anpassas till aktuellt stativ.

### **6-vägs grenuttag**

Art.nr 2005



Med 6 jordade uttag och 4,5 m anslutningskabel.

### **3-vägs grenuttag**

Art.nr 2006



Med 3 jordade uttag och 4,5 m anslutningskabel.

### **Utbyteshjul**

Art.nr 2034 (dia 75 mm)

Art.nr 2039 (dia 100 mm)



Hjulsats för utbyte. 5 hjul varav 2 låsbara.

**Förvaringskorgar**  
Art.nr 2014/2021/2036



Material rostfritt stål. Monteras i T-spårffäste. Mått:  
2014: Bredd 200 mm, höjd 240 mm, djup 140 mm  
2021: Bredd 295 mm, höjd 295 mm, djup 240 mm  
2036: Bredd 150 mm, höjd 160 mm, djup 110 mm

**Korg, avlastning**  
Art.nr 2035



Material rostfritt stål. Monteras i T-spårffäste.  
Bredd 250 mm, höjd 60 mm, djup 170 mm

**Gavelstolpe**  
Art.nr 2009



För montering av sängstativ.  
Dimensioner anpassas till sängfabrikat.

**Enkelsidig hållare för droppåsar**  
Art.nr 2018



Ersätter vanlig krona. Inåtböjda krokar ger  
säker upphängning av droppåsar.  
Färg anpassas till aktuellt stativ.

### **Hållare för extrautrustning**

Art.nr 2020



Avsett för montage av tillkommande utrustning som t.ex. transformator, etc. Färg anpassas till aktuellt stativ.

### **Hållare för gasflaskor**

Art.nr 2022



Passar till gasflaskor 3 och 5 liter. Kan monteras på alla apparatstativ.

### **Transporthjälp "Håkan"**

Art.nr 2031



Produkt för att kunna fästa infusionsstativ, även bestyckade, i sänggavel före transport av sängliggande patient.

## **Kontakta oss**

**Johlins Sweden AB**

**Movägen 13 • 671 70 Edane**

**E-post: [info@johlins.se](mailto:info@johlins.se)**

**Tel: 0570 501 20**

**Fax: 0570 501 45**

**[www.johlins.se](http://www.johlins.se)**



**JOHLINS**



*Johlins Sweden AB förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra i sortiment, konstruktioner och specifikationer.*