

Malin

Art.nr 1015



Stödplattan säkrar pumpens läge.

Inåtböjda krokar ger säker upphängning av droppåsar. Den runda formen minimerar risken för skador.

Enkel höjjustering med Jøhlin-Hylsan.

Styrhandtag.

Låg stativfot gör stativet stabilt, lätt att förflytta och placera. Enkelt att montera/demontera.

Rejåla, lätttrullande hjul.

- Infusionsstativ för en pump och droppåsar
- Rostfri droppstång
- Nedre stång dia 28 mm
- Höjd: 1050 - 1880 mm
- Diameter stativfot: 560 mm
- Hjul: 5 st, dia 75 mm, varav 2 st låsbara
- Vikt: 7 kg
- Max belastning krona: 3 kg
- Max belastning pumplatå: 4 kg
- Standardfärg grå (RAL9006)
- Andra färger mot förfrågan.

Malin med utrustning.



Hemsjukvårdstativen är konstruerade för att vara enkla att montera/demontera och enkla att transportera.